



**MVDr. Pavel Mikuláš, Laboratoř pro vyšetřování potravin**

**Sokolova 438/1b, 619 00 Brno**

Zkušební laboratoř č. 1051 akreditovaná ČIA dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018  
tel.: +420 543251017, mobil: +420 602502447, e-mail: info@pmlab.cz; www.pmlab.cz



L 1051

## DOPORUČENÝ ODBĚR VZORKŮ

---

### **Návod na odběr vzorku vody**

Vzorky odeberte tak, aby prodleva mezi odběrem a předáním vzorků na rozbor byla co nejkratší.

Před odběrem vzorku nechte vodu pár minut odtéct.

Vzorkovnice nevyplachujte!

#### **1. Sterilní (čirá) láhev: pro mikrobiologické vyšetření**

Vodu napusťte cca 3 cm pod okraj láhve. Nedotýkejte se vnitřní strany uzávěru a nepokládejte jej na spodní stranu.

#### **2. Hnědá láhev bez zábrusu 1 l: pro chemické vyšetření**

Vodu napusťte cca 1 cm pod okraj láhve.

**3. Pro odběr vody na úplný rozbor dle Vyhlášky 252/2004 poskytujeme speciální sadu vzorkovnic s návodem na odběr vzorku. Vzorkovnice zasíláme na vyžádání.**

Vzorky vody po odběru ihned umístěte do lednice a uchovávejte v chladu až do převozu do laboratoře.